

Release Notes Platform24

Summary / Sammanfattning

This document contains the updates included in Clinic version 4.154. There are no updates on Manage, the Patient application or the Medical content in this release.

Detta dokument innehåller uppdateringar inkluderade i Clinic version 4.154. Det finns inga uppdateringar gällande Manage, Patientappen eller det Medicinska innehållet i denna release.

Clinic

Changes in version 4.154 / Uppdateringar i version 4.154

1

EN Conclude care plan activities from patient profile

It is now possible to conclude care plan activities from the patient profile in the health data tab. This change was done to improve the safety and flexibility when handling care plans. In the future this will be the only place where care plan activities can be concluded to reduce the risk of concluding the wrong patient.

It is possible to conclude all activities together which results in that the whole care plan is concluded. It is also possible to only select one or multiple activities to conclude. Before, it was only possible to conclude optional activities. Now, all activities can be concluded. It is also possible to add back any activity that has been concluded to the care plan again.

Note that this is only applicable for customers using the RPM-product.

See images in Swedish below.

Release Notes Platform24


SV Avsluta vårdplansaktiviteter från patientprofilen

Det är nu möjligt att avsluta vårdplansaktiviteter från patientprofilen i under mätvärden. Denna ändring gjordes för att förbättra säkerheten och flexibiliteten vid hanteringen av vårdplaner. I framtiden kommer detta vara den enda platsen där vårdplansaktiviteter kan avslutas för att minska risken att avsluta aktiviteter för fel patient.

Det går att avsluta alla aktiviteter samtidigt, vilket resulterar i att hela vårdplanen avslutas. Det går också att enbart avsluta en eller flera aktiviteter. Tidigare var det bara möjligt att avsluta frivilliga aktiviteter, nu kan alla aktiviteter avslutas. Det finns också stöd för att lägga tillbaka vilken aktivitet som helst som har avslutats till vårdplanen igen.

Notera att ovan endast är tillämpligt för kunder som använder RPM-produkten.

Se bilder nedan



Möjlighet att avsluta alla eller en delmängd av aktiviteter.

Release Notes Platform24

Lägg till aktiviteter

Vårdteam Tilläggsaktiviteter Slutför

Patient: Johan Mårtensson (19910904-2391)

Egenmonitoreringsplan: Specialismödravård test

Tilläggsaktiviteter

Blodtryck
mmHg ✓ Tillagd Ta bort

Mål (frivillig)

Systoliskt blodtryck mmHg

Diastoliskt blodtryck mmHg

Påminnelsefrekvens för mätning (frivillig)

Upprepa varje dag

Tid på dagen

När som helst Morgon (kl 05:00 - 10:00) Eftermiddag (kl 12:00 - 18:00) Kväll (kl 18:00 - 00:00)

Mätning U-albumin
poäng ✓ Tillagd

Välmåendeformulär
poäng ✓ Tillagd

Tillbaka Nästa

Aktiviteter som har avslutats kan läggas tillbaka i vårdplanen igen genom att trycka på "Lägg till aktiviteter".

Release Notes Platform24

Observe / Observera!

What is included in the release notes is what is intended to be released. Be aware that the development is currently under regression testing and have to pass the tests in order to be released. Therefore, if a change is made to the release that will affect what is written in the release notes, a new version of release notes will be communicated.

Det som inkluderas i release notes är vad som avses att släppas. Tänk på att utvecklingen för närvarande är under regressionstestning och måste godkännas för att släppas. Därmed kommer en ny version av release notes att kommuniceras om något i releasen ändras.