

# Release notes

## Sammanfattning

Detta dokument innehåller uppdateringar inkluderade i Clinic version 4.210, Manage version 3.130, det medicinska innehållet version 1.141 samt en tillgänglighetsredogörelse för patientapplikationen. Uppdateringarna förväntas att produktions sättas den 4:e februari.

## Patientapplikationen

### 1 Tillgänglighetsredogörelse

I enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ska alla offentliga aktörer publicera en redogörelse som beskriver tillgängligheten i deras digitala tjänster. Syftet är att ge användarna tydlig information om hur tjänsterna uppfyller lagkraven och vilka eventuella brister som kvarstår.

Ni har naturligtvis möjlighet att anpassa eller komplettera informationen efter era behov. För att underlätta har vi utgått från DIGG:s mall och fyllt i de delar som rör patientappen, inklusive vilka delar som ännu inte är fullt tillgängliga.

#### **Sammanfattning av vårt arbete med tillgänglighet**

Bifogat (som en PDF i det release notes-mail som skickas ut till kunder) hittar ni den senaste uppdateringen av vår tillgänglighetsredogörelse för patientappen, som omfattar både webb- och nativeapparna (mobilapparna). Under året har vi arbetat med att åtgärda ett flertal tidigare utbredda brister. Majoriteten av de problem som kvarstår är avgränsade, och vi arbetar aktivt för att åtgärda alla identifierade brister, med prioritet på de som har störst påverkan på användarna.

Tillgänglighetsarbetet är en kontinuerlig process och fortsätter att vara en viktig prioritering för oss. Vi genomför årliga granskningar

tillsammans med Axess Lab och arbetar aktivt för att säkerställa att tjänsten utvecklas i rätt riktning.

### Se över färger och kontraster

Vi uppmuntrar er att kontrollera de färger som används i patientappen, som ofta är varumärkesfärger, för att säkerställa att de uppfyller WCAG:s kontrastkrav. Om färger behöver justeras för att uppnå godkänd kontrast, meddela oss vilka nya färger som ska användas. Vi rekommenderar verktyg som [WebAIM Contrast Checker](#) för att snabbt kontrollera och optimera kontraster.

### Välj färger till mörkt läge (dark mode)

Eftersom vi förbereder för mörkt läge (dark mode) behöver vi lägga till primär- och sekundärfärger för alla kunder. Om ni redan har färger anpassade för mörkt läge kan ni skicka dessa till oss.

Om inga färger anges kommer vi att välja dessa åt er, men ni har möjlighet att ändra dem senare vid behov. Färgerna måste ha tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärgen #262626 (mörkgrå).

För frågor eller färgförslag, vänligen kontakta er kundansvarig.

## Clinic

### Uppdateringar i version 4.210

#### 1 Felmeddelande för stor fil

Ett felmeddelande har introducerats om man försöker bifoga en för stor fil i chatten.

I nästa release (11 februari) kommer även texten förbättras för att även förtydliga vilken storlek filen man försöker bifoga är.



Generiskt felmeddelande som kommer synas i och med denna release (4 februari)



Förbättrat felmeddelande som kommer synas i och med nästa release (11 februari)

## 2 Uppdaterad design och förbättrad sortering för vidimeringar

Vidimeringsvyn har fått en uppdaterad design med justerade rubriker och en ny sorteringsstruktur för bättre översikt och hantering.

- **Namnändringar:** Fliken "Inkommande" har bytt namn till "Att vidimera", vilket tydligare visar att dessa uppgifter är aktiva och behöver hanteras.
- **Ny flik:** Fliken "Kommande" ersätter fliken "Tilldelat mig", och visar schemalagda vidimeringar både för dig och dina kollegor. Detta ger bättre överblick över framtida uppgifter.
- **Förbättrad sortering:** Vidimeringar är nu indelade i två tydliga kategorier:
  - **Att Vidimera** – Aktuella vidimeringar som behöver hanteras nu. Här sorteras vidimeringarna på prioritet.


- **Kommande** – Vidimeringar som är schemalagda för framtiden, inklusive de som tilldelats kollegor. Här sorteras vidimeringarna på datum för när vidimeringen är schemalagd i stigande ordning.
- **Snabbval för egen vy:** En direktlänk och ett snabbval i resursväljaren gör det enklare att filtrera fram sina egna vidimeringar.

Denna uppdatering skapar en mer strukturerad och lättnavigerad vidimeringsvy, vilket underlättar planering och hantering av vidimeringar.

Att vidimera **Kommande** Skapade av mig Vidimerade av mig

Vems vidimeringar vill du se? Välj dig själv Filtrera på typ

P24 - Platform24 Care Unit, Läkare × Välj en eller flera typer ▼

Patient	Prio	Innehåll	Tilldelat	Roll	Schemalagt för
 Inga vidimeringar att visa					

Senast uppdaterad för några sekunder sedan 0 patienter med 0 vidimeringar < 1 > 20 Patienter / sida ▼

# Manage

## Uppdateringar i version 3.130

### 1 Uppdaterad informationssida om Manage

Informationssidan *Om Manage* har uppdaterats med en ny text om Triage24 och en ny adress till Platform24 Healthcare AB. (MDR)

**MD**

The screenshot displays the 'platform 24 manage' interface. On the left is a navigation menu with options: 'Vårdorganisation', 'Patientappar', 'Användare', 'Medicinskt innehåll', 'Verksamhetsregler', and 'Vårdprocesser'. Below the menu, the user is identified as 'Clam SuperAdmin' with a language dropdown set to 'Svenska'. The main content area is titled 'Om Manage' and contains the following text:

Manage är den administrativa applikationen för Platform24-systemet, som Triage24 är en del av.

**Triage24**

Triage24 är avsedd att ge patienter en rekommendation om lämplig vårdnivå, baserat på hur brådskande de symptom som användaren rapporterar är. På så sätt underlättar produkten utredningen av en patients sjukdomstillstånd och stöder effektiv triagering och effektiv hantering av vårdresurser.

Triage24 är avsedd att anpassas till de unika krav och verksamhetsmässiga behov som varje vårdgivare har genom konfiguration av medicinskt innehåll och affärsregler. Denna konfiguration kan utföras av Platform24 eller dess anknytna bolag, eller direkt av vårdgivaren, vilket säkerställer anpassning till specifika kliniska arbetsflöden och organisatoriska behov.

Triage24 är inte avsedd för diagnos, utan för att utreda patientens medicinska tillstånd i den utsträckning som krävs för att ge den nämnda vägledningen till en lämplig vårdnivå.

Content Studio och Business rules är avsedda att användas för att konfigurera och anpassa till en specifik vårdgivares villkor och behov genom att använda medicinskt innehåll och verksamhetsregler.

Below the text, there are regulatory icons: CE 2862, MDR, and UDI. The UDI field contains 'Triage24: 7350127221004'. Further down, it lists 'Triage24 Medical Device Version 1 Manage 3.130.0: staging' and provides a link to the user manual: 'Se bruksanvisningen: eFU tillhandahålls från produkten och via tillverkarens webbsida. [Länk till användarmanualer](#)'. A warning icon indicates to read the user manual for important information, such as warnings or safety measures. At the bottom, the date 'Triage24: 2022-11-01' and the company information 'Platform24 Healthcare AB, Söder Mälärstrand 57, SE-118 25 Stockholm' are displayed.

## Medicinskt innehåll

### Uppdateringar i version 1.141


#### Medicinskt innehåll som popularar Triage-produkten

##### 1 Förbättrad hantering av fritextfrågor

En informationstext är tillagd i formuläret *övriga besvär*, som nås genom att välja "inget av ovanstående" i symtomlistan. En fritextfråga är även borttagen i formuläret *bröstsmärta* samt i formuläret *urinvägsbesvär*. De gällde egen beskrivning av bröstbesvären respektive lokalisation av smärta.

Informationstexten i formuläret *övriga besvär* lyder: "Observera att informationen du uppger i denna fråga inte påverkar den rekommendation du får om när du bör söka vård".

Ändringarna sker direkt vid release för alla kunder, med undantag för de som har kundspecifika formulär.



Platform24

Vad har du för besvär? Beskriv så specifikt som möjligt.

Observera att informationen du uppger i denna fråga inte påverkar den rekommendation du får om när du bör söka vård.

Skriv ditt svar

Skriv ditt svar

Informationstext i formuläret *övriga besvär*.

## Observera!

Det som inkluderas i release notes är vad som avses att släppas. Tänk på att utvecklingen för närvarande är under regressionstestning och måste godkännas för att släppas. Därmed kommer en ny version av release notes att kommuniceras om något i releasen ändras.

## Frågor

Om du har några frågor, vänligen kontakta Platform24 support eller er kundansvarig.